






Отвертки Geo

Straight Driver






3i - шестигранник 1,2мм

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| SSD3IL Квадрат -20мм | SSD3IR Квадрат -13мм | SLD3IL Для физиодиспенсора -20мм | SLD3IR Для физиодиспенсора -13мм |
|  | | | |
| SSD3EL Квадрат -35мм | | | |






Zimmer - шестигранник 1,27мм

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| SSDZIL Квадрат -20мм | SSDZIR Квадрат -13мм | SLDZIL Для физиодиспенсора -20мм | SLDZIR Для физиодиспенсора -13мм |






Astra - шестигранник 1,27мм

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| SSDATL Квадрат -20мм | SSDATR Квадрат -13мм | SLDATL Для физиодиспенсора -20мм | SLDATR Для физиодиспенсора -13мм |
|  | | | |
| SSDATEL Квадрат -35мм | | | |

Nobel - unigrip








| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| SSDNBL Квадрат -20мм | SSDNBR Квадрат -13мм | SLDNBL Для физиодиспенсора -20мм | SLDNBR Для физиодиспенсора -13мм |
|  | | | |
| SSDNBEL Квадрат -35мм | | | |

Straumann - Torx

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| SSDSTL Квадрат -20мм | SSDSTR Квадрат -13мм | SLDSTL Для физиодиспенсора -20мм | SLDSTR Для физиодиспенсора -13мм |
|  | | | |
| SSDSTEL Квадрат -35мм | | | |

Отвертки Geo

Оправка

| | |
|---|---|
|  |  |
| HDEL Длинная (лабораторная) рукоятка | Длинная (лабораторная) рукоятка с отверткой |
|  |  |
| HDEC Короткая (клиническая) рукоятка | Короткая (клиническая) рукоятка с отверткой |
|  |  |
| GTW Динамометрический ключ | Круглый динамометрический ключ + короткая рукоятка + отвертка |
| |  |
| | Квадратный динамометрический ключ + отвертка |

Набор лабораторных отверток

| Размер | Описание | |
|---|-------------|--|
| | Код | Система импланта |
|  | 6-гр. 1,2 | Синий Osstem Implant / Dio Implant Biomet 3i / Xive |
|  | 6-гр. 1,27 | Красный Dentum / Astra Tech Zimmer |
|  | Универсальн | Желтый Nobel Biocare |
|  | Звездочка | Зеленый Straumann |
|  | 6-гр. 1,0 | Сиреневый Ankylos |



Набор лабораторных отверток с держателем