



AS- Series (Astra Tech Osseospeed) Multi-screw ABT

Прямой абатмент Multi-unit



Прямой указатель Aqua Прямой указатель Lilac



Зафиксируйте с помощью специального прямого указателя
Рекомендованная сила затяжки: 30 Нсм (код отвертки: G-DV)
Упаковка: Прямой абатмент Multi-unit + прямой указатель

	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8 Aqua 3.5 / 4.0						
	Code	G-S15ASR-S	G-S25ASR-S	G-S35ASR-S	G-S45ASR-S	G-S55ASR-S


	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8 Lilac 4.5 / 5.0						
	Code	G-S15ASW-S	G-S25ASW-S	G-S35ASW-S	G-S45ASW-S	G-S55ASW-S

Угловой абатмент Multi-unit



Указатель углового абатмента

Винт углового абатмента




Эксклюзивный угловой винт абатмента
Фиксация шестигранной отверткой 1.27
Угол зубного имплантата покрывает 108°
Рекомендованная сила затяжки: 30 Нсм
Упаковка: Угловой абатмент Multi-unit + угловой указатель + винт

	G/H2	3.0mm	4.0mm	5.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	
D 4.8 Aqua 3.5 / 4.0	G/H1	1.5mm	2.5mm	3.5mm	1.5mm	2.5mm	3.5mm	
	A	17°	17°	17°	30°	30°	30°	
	Code	G-A1715ASR-S	G-A1725ASR-S	G-A1735ASR-S	G-A3015ASR-S	G-A3025ASR-S	G-A3035ASR-S	


	G/H2	3.0mm	4.0mm	5.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	
D 4.8 Lilac 4.5 / 5.0	G/H1	1.5mm	2.5mm	3.5mm	1.5mm	2.5mm	3.5mm	
	A	17°	17°	17°	30°	30°	30°	
	Code	G-A1715ASW-S	G-A1725ASW-S	G-A1735ASW-S	G-A3015ASW-S	G-A3025ASW-S	G-A3035ASW-S	

TSV- Series (Zimmer Tapered Screw-Vent) Multi-screw ABT

Прямой абатмент Multi-unit



Прямой указатель 3.5 Прямой указатель 4.5



Зафиксируйте с помощью специального прямого указателя
Рекомендованная сила затяжки: 30 Нсм (код отвертки: G-DV)
Упаковка: Прямой абатмент Multi-unit + прямой указатель

	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8 (3.5)						
	Code	G-S15TSV3-S	G-S25TSV3-S	G-S35TSV3-S	G-S45TSV3-S	G-S55TSV3-S

	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8 (4.5)						
	Code	G-S15TSV4-S	G-S25TSV4-S	G-S35TSV4-S	G-S45TSV4-S	G-S55TSV4-S