



Совместимые системы имплантатов

OSS - Series (Osstem Implant TS) Multi-screw ABT

Прямые абатменты Multi-unit



Зафиксируйте с помощью специального прямого указателя
 Рекомендуемая сила затяжки: 30 Нсм (код отвертки: G-DV)
 Упаковка: Прямой абатмент Multi-unit + прямой указатель

Прямой указатель Mini Прямой указатель Regular

	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8 M						
	Code	G-S15SUM-S	G-S25SUM-S	G-S35SUM-S	G-S45SUM-S	G-S55SUM-S

	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8 R						
	Code	G-S15SURO-S	G-S25SURO-S	G-S35SURO-S	G-S45SURO-S	G-S55SURO-S


Угловые абатменты Multi-unit



Указатель для углового абатмента



Винт для углового абатмента



Эксклюзивный угловой винт абатмента
 Фиксация с шестигранной отверткой 1.2
 Угол зубного имплантата покрывает 108°
 Рекомендуемая сила затяжки: Mini (20 Нсм), Regular (30 Нсм)
 Упаковка: Угловой абатмент Multi-unit+ угловой указатель + винт

	G/H2	3.0mm	4.0mm	5.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	
D4.8 M	G/H1	1.5mm	2.5mm	3.5mm	1.5mm	2.5mm	3.5mm	
	A	17°	17°	17°	30°	30°	30°	
	Code	G-A1715SUM-S	G-A1725SUM-S	G-A1735SUM-S	G-A3015SUM-S	G-A3025SUM-S	G-A3035SUM-S	

	G/H2	3.0mm	4.0mm	5.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	
D4.8 R	G/H1	1.5mm	2.5mm	3.5mm	1.5mm	2.5mm	3.5mm	
	A	17°	17°	17°	30°	30°	30°	
	Code	G-A1715SURO-S	G-A1725SURO-S	G-A1735SURO-S	G-A3015SURO-S	G-A3025SURO-S	G-A3035SURO-S	

Узловые абатменты Multi-unit

OSS - Series (Osstem Implant TS) Multi-screw ABT

Продукт	Заживляющий колпачок и Скандоду-Н	Скандоду-Т и трансфер для закрытой ложки	Скандоду-SC2	Трансфер для открытой ложки	3D Аналог (прямой)	3D Аналог (угловой 17°)	3D Аналог (угловой 30°)
Изображение Код							
Code	HC-G48400	IP-G48T0	SC2-G480	IP-G48P0	3D-G48S	3D-G4817A	3D-G4830A

Продукт	Временный цилиндр	Цилиндр LB (короткий)	Цилиндр LB (длинный)	Приливаемый цилиндр	Винт для цилиндра
Изображение Код					
Code	TA-G480	LB2-G48400	LB2-G48600	G480	MUTOC