


Большинство имплантологов и пародонтологов рекомендуют нити из ПТФЭ (класса Профимед) для достижения наилучших результатов:

- Простота ушивания
- Мягкость и пластиичность
- Минимальное травмирование тканей
- Резистентность к микробной контаминации
- Нет памяти формы
- Биологическая инертность
- Удобство завязывания узлов и их надёжность
- Не причиняет дискомфорта пациенту (мягкие концы)
- Идеальный эстетический результат
- Не резорбируется
- Нет потери прочности узла
- Не содержит добавок, 100% ПТФЭ



Важен результат?  
**ПРОФИМЕД**  
Ваш выбор

Посмотрите, что Вы могли упустить!

**Мы тщательно  
подготовили эту таблицу  
для Вас**

Профимед – это стерильная неокрашенная нерассасывающаяся монофиламентная нить из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Доступен широкий ассортимент комбинаций нитей с иглами.

Тип нити	Память формы	Травмирование тканей	Резистентность к инкубации микробов – минимальный бактериальный налет на нити	Возможные слабые места в нити через разрыв	Простота ушивания – Пластичность – Мягкость	Надёжность узла	Деградация – постепенная потеря прочности при растижении	Возможность образования шрама на коже	Дискомфорт в полости рта, вызванный концами нити
Профимед (PTFE)	Нет	Минимальное	Да	Нет	Да	Да*	Нет	Меньше	Нет
Полиамид	Да	Минимальное	Да	Да	Нет	Меньше	Крайне медленная	Меньше	Да
Пропилен	Да	Минимальное	Да	Да	Нет	Меньше	Нет	Меньше	Да
Шёлк	Нет	Больше	Минимальная	Нет	Да	Больше	Да (очень медленная)	Больше	Нет
Полиэстер	Нет	Больше	Низкая	Нет	Да	Больше	Нет	Больше	Нет
P.G.A.	Нет	Больше	Низкая	Нет	Да	Больше	Да	Больше	Нет
Неосорб (PGLA)	Нет	Больше	Низкая	Нет	Да	Больше	Да	Больше	Нет
Неосорб Рапид (PGLA)	Нет	Больше	Низкая	Нет	Да	Больше	Да	Больше	Нет
Монофаст (PGCL)	Да	Минимальное	Да	Да	Средняя	Меньше	Да	Меньше	Средний
Моносорб (PDO)	Да	Минимальное	Да	Да	Нет	Меньше	Да	Меньше	Да

\*требуется специальная техника

Все шовные материалы Медипак доступны в широком ассортименте длин и диаметров, в комбинации с различными иглами.